


Wat is capsule-endoscopie?

Videocapsule-endoscopie (VCE) is een onderzoek waarbij met behulp van vier minuscule camera's in een capsule, de CapsoCam Plus, een film van het maag-darmkanaal wordt gemaakt. Die capsule, met de grootte van een grote vitaminepil, slikt u in. Daarna beginnen de camera's in de capsule een film te maken van uw maag-darmkanaal en dus van de binnenzijde van uw dunne darm. Hierdoor kunnen afwijkingen in het slijmvlies van vooral de dunne darm worden opgespoord. Bij gebruik van traditionele onderzoeken, zoals een coloscopie (onderzoek met een slangetje via de anus), is dit gebied moeilijk te bereiken en te bekijken.



Hoe werkt de CapsoCam Plus?

De CapsoCam Plus maakt unieke videobeelden van de volledige binnenzijde van uw maag-darmkanaal terwijl hij zich door uw maag-darmkanaal begeeft. De procedure is eenvoudig:

-       
-          
-     
-          
-          
-          
-          
-          



De CapsoCam Plus-capsule is ongeveer zo groot als een grote multivitamine en kan met een paar slokjes water worden ingeslikt.

Zal dit pijn doen?

U voelt geen pijn wanneer u de capsule inslikt of wanneer de capsule door uw maag-darmkanaal gaat. Het enige dat u nodig hebt is een glas water.

De CapsoCam-capsule moet uw lichaam op natuurlijke wijze verlaten met de ontlasting. In tegenstelling tot andere endoscopische onderzoeken hoeft u niet te worden verdoofd.

Hoe bereid ik me voor op het innemen van de capsule?

Het is voor de VCE noodzakelijk dat de dunne darm goed schoon is. Daarom moet de darm worden gereinigd. Deze voorbereidingen kunt u thuis zelf doen.

Voor een uitgebreide uitleg over de voorbereidingen adviseren we u folder 2 'Uitvoering CapsoCam-onderzoek' aandachtig door te lezen.

' Mijn patiënten vinden de CapsoCam Plus-procedure bijzonder gemakkelijk om uit te voeren en zijn verbaasd hoe eenvoudig het is om de capsule in te slikken en op te vangen.'

Thomas Pachofszky, arts
Afdeling Gastro-enterologie, hepatologie en endoscopie
Rudolfstiftung-ziekenhuis, Wenen, Oostenrijk

' Onze algehele ervaring [met de CapsoCam Plus] voor de patiënt is uitmuntend. Er is geen sprake van pijn, problemen of moeilijkheden en het is bijzonder eenvoudig.'

Prof. Jean Christophe Saurin, arts

Edouard Herriot-ziekenhuis, Lyon, Frankrijk



Hoe vang ik de capsule op?

In het doosje dat u opgestuurd kreeg is ook materiaal aanwezig om de capsule op te vangen, de zogenaamde CapsoOpvang-kit. Hieronder leest u in het kort hoe u de capsule makkelijk kunt opvangen.

In folder 3 'Gebruik CapsoOpvang-kit' vindt u uitgebreide informatie over het opvangen van de capsule. Neem folder 3 goed door voordat u de capsule inneemt.

Als u naar aanleiding daarvan nog vragen hebt, bespreek deze dan met de verpleegkundige van CameraPil.

Ook wilt u de CapsoVision-website wellicht bezoeken, waar u een korte video over de procedure voor het opvangen van de capsule kunt bekijken.



U kunt ook naar onze website gaan om een korte instructievideo over het opvangen van de CapsoCam Plus-capsule te bekijken op:

<https://capsovision.com/international/patient-resources/what-to-expect-with-capsocam/>



